



U-ДУГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время, отведенное на исследование (не включает опрос и подготовку пациента, только укладка и сканирование)

- Грузоподъемность стола - 200 кг
- Подъемно-поворотный штатив - наличие
- Тип рентгеновской трубки - двухфокусная
- Диаметр малого и большого фокусного пятна - 0,6x1,2 мм
- Активная площадь пикселей - 43x43 см
- Размер пикселя - 140 мкм
- Съёмный отсеивающий растр - наличие
- Передвижной рентгенопрозрачный стол - наличие

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Максимальный вес пациента 200 кг
- Стандартные исследования
- Возможность проведения малодозовой флюорографии органов грудной клетки